

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ТКАНЕЙ



Patented 2025 Geno/Grinder®, интегрированный с Thermo Scientific VAllet™




2025 GENO/GRINDER® - НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГОМОГЕНИЗАТОР, ИНТЕГРИРУЕМЫЙ С РОБОТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ И ПЛАТФОРМАМИ.

- :: Идеален для обработки большого количества проб без участия оператора, в том числе, для изоляции нуклеиновых кислот (РНК/ДНК), ферментов, белков и бактерий.
- :: Стандартное время гомогенизации – не более 2 минут.
- :: Пригоден для обработки проб животных и растительных тканей, клеточных культур, дрожжей, фруктов и бактерий.
- :: Подходит для работы со всеми стандартными титровальными планшетами.



ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ 2025 GENO/GRINDER®
Отсканируйте код с помощью QR-ридера на смартфоне
или откройте ссылку: www.youtube.com/sampleprep.

2025 GENO/GRINDER® ЛЕГКО ИНТЕГРИРУЕТСЯ С РОБОТОМ VALet™ ОТ THERMOSCIENTIFIC



1. Дверца автоматически закрывается в начале цикла и открывается при его завершении.
2. Присутствует автоматическая блокировка дверцы в ходе гомогенизации.
3. Пробы измельчаются возвратно-поступательными движениями по вертикальной оси.
4. Роботизированный зажим надежен и компактен. Двигается в любом направлении, что облегчает доступ к пробам.
5. Парковочные стойки адаптируются под размер любого из стандартных титровальных планшетов и виал.

2010
Geno/Grinder®

Гомогенизатор и клеточный лизатор для работы с растительными и животными тканями

- :: При работе с термолабильными пробами используйте аксессуары Kryo-Tech®
- :: Превосходный выбор для экстракции пестицидов методами QuEChERS.
- :: Вмещает до четырех стандартных глубоких титровальных планшетов или несколько виал объемом от 0.6 до 50 мл.
- :: На ЖК-дисплее отображается время (минуты и секунды), оставшиеся до завершения цикла гомогенизации



SPEX SamplePrep (US)
Tel: 732.623.0465
sampleprep@spex.com
www.spexsampleprep.com/
freezermill

stylab®

телефон/факс:
(+7 495) 662-64-15, 707-28-68,
(+7 499) 256-23-13
телефон:
(+7 495) 729-17-04
Москва, Звенигородское шоссе, 5, ВНИИВСГЭ
stylab.ru, stylab-shop.com, stylab-test.com
info@stylab.ru

ПОСМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО!
Отсканируйте этот QR-код Вашим
смартфоном или посетите наш сайт:
www.youtube.com/sampleprep.

